


SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Latex)

**BfArM
gelistet**




- Schnell: Ergebnis schon nach 10-15 Minuten
- Erfüllt die Mindestanforderungen von RKI und PEI für Tests in der nationalen Teststrategie (TestV). In der BfArM-Listung enthalten.
- Sehr exakt aufgrund hoher Affinität zwischen ACE2-Rezeptor und S-Protein
- Super simple Anwendung: Speichel, Sputum (Auswurf) oder Stuhl – jederzeit und überall! Kein Abstrich, keine Maschinen oder Kühlung nötig,
- Lagerung bei Zimmertemperatur (2° – ~30°C)
- Erkennt diverse Mutationen, keine problematische Kreuzreaktivität
- CE zertifiziert, klinisch getestet
- Natürlich mit deutscher Gebrauchsanleitung


Verfügbare Packungseinheiten

- Karton mit 400 einzeln verpackten Tests
- Packung mit 25 Tests, Umverpackung mit 32 Packs/800 Tests

Leistungsdaten



Testauswertung



FAQ zu unseren Joinstar Schnelltests

An wen richten sich diese Schnelltests?

Unsere Schnelltests dürfen leider ausschließlich an medizinisches Fachpersonal abgegeben werden.

Antigen- oder Antikörpertest

Antigen Schnelltests werden verwendet um eine akute Infektiosität des Probanden festzustellen. Da die Erkrankung aber möglicherweise schon im Körper steckt, die Viruslast aber noch unter der Anzeigegrenze liegen könnte, ist die Aussage des Schnelltests, zeitlich begrenzt.

Der Antikörpertest weist Antikörper im Blut nach und belegt damit, dass eine Infektion überstanden ist und das Immunsystem die spezifischen Abwehrkörper gebildet hat. Dieser Test ergänzt sowohl PCR als auch Antigentests, da beide nach einer akuten Infektion nichts mehr anzeigen.

Wieso zwei Antigen Schnelltests?

Die beiden Tests verwenden unterschiedliche Nachweismethoden. Aus Anwendersicht ergeben sich dadurch Unterschiede bei der Probenahme. Während der Test mit kolloidalem Gold den bekannten Rachenabstrich benötigt, arbeitet der latexbasierte Test mit Proben aus Sputum (Auswurf), Posterior Oropharyngeal Saliva (Speichel aus dem tiefen Rachen) oder Stuhl.

Wie ist das mit der nationalen Corona Teststrategie?

Seit der Version vom 15.10.2020 der nationalen Testverordnung (T estV) sind Antigen Schnelltests integraler Bestandteil für medizinische Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen. Tests, die die Mindestanforderungen erfüllen, die von RKI und PEI festgelegt wurden und auf einer Liste des BfArM eingetragen sind, werden von der Krankenkasse ersetzt, insofern die Tests im Rahmen der Testverordnung angewendet werden.

Testverordnung vom 15.10.2020: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf

www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf

Liste der Antigentests: <https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/t/antigentests-auf-sars-cov-2/liste-der-antigentests>

Bundesgesundheitsministerium: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/faq-antigen-schnelltests.html?fbclid=IwAR1K4CmdCgbCZS3jtZf7O-oupwwOYKITmHBXjmqFsjXjf-kfOha19dwxj9U>

www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/faq-antigen-schnelltests.html?fbclid=IwAR1K4CmdCgbCZS3jtZf7O-oupwwOYKITmHBXjmqFsjXjf-kfOha19dwxj9U

Sind die Tests BfArM gelistet?

Ja! Beide Antigentests sind beim BfArM gelistet. Sie erfüllen die von RKI und PEI geforderten Mindestanforderungen deutlich. Für die Antikörpertests ist eine vergleichbare Leistung derzeit nicht vorgesehen. Wie die anderen Tests auch, hat der Antikörpertest natürlich eine CE-Kennzeichnung.

Wie weiß ich, ob ein Test funktioniert?

Die Joinstar Tests sind mit einer Kontrolllinie versehen, die immer anschlagen muss. Nur wenn die Kontrolllinie deutlich sichtbar ist, kann der Test funktionieren. Ein Test ohne Kontrolllinie ist ungültig und muss wiederholt werden.

Versandeinheiten

Alle Schnelltests sind 25 Kits in einer Box. Der Latextest kommt im Karton zu 1.000 Tests, der colloidale Test hat 800 Testkits pro Karton und der Antikörpertest enthält 1.000 Testkits pro Karton.

Alle Tests sind auch einzeln verpackt im Karton erhältlich.

Können Sie zuverlässig in 5 Werktagen liefern?

Unser Warenlager befindet sich in Deutschland. Einen Vorrat an Tests haben wir, damit können wir das grundsätzlich erfüllen. Wenn die Nachfrage extrem hoch ist, der Nachschub stockt, oder die Frachtzeiten sich verlängern, teilen wir das mit und werden dann innerhalb von 15–20 Werktagen eine Lösung haben. Das würden wir beim Auftrag rechtzeitig mitteilen. Bitte beachten Sie, dass zunächst die Vorkasse eingegangen oder die Bonitätsprüfung erfolgreich durchgeführt sein muss.

Ein Antigentest ist positiv – was nun?

Zeigt ein Antigentest ein positives Ergebnis, ist das meldepflichtig. Der Proband sollte sofort isoliert werden und das Gesundheitsamt muss informiert werden. Das Gesundheitsamt wird dann normalerweise einen PCR-Test zur Bestätigung veranlassen und über alle weiteren Schritte informieren.

Sollte das Gesundheitsamt nicht greifbar sein, kann sich der positiv getestete Proband auch (ausschließlich!) telefonisch an den Hausarzt wenden.

Infektionsverlauf und Testmethode – Wann welcher Test?

Neueste Antigen Schnelltests – mit PCR vergleichbares Nachweisfenster!

